



OraGRAFT®

Tiras de cresta ilíaca bicortical

Descripción clínica general

La línea de productos de OraGraft está compuesta por implantes de aloinjertos de tejidos duros y blandos que generalmente se utilizan para la elevación del piso del seno maxilar, la reconstrucción craneofaciales y la corrección de defectos periodontales y de crestas.

Aplicaciones

- Conservación del reborde alveolar
- Reconstrucción craneofacial

Características y beneficios

- **Mayor seguridad:** Esterilizadas con nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6} .
- **Almacenamiento práctico:** Se almacenan a temperatura ambiente y tienen cinco años de vida útil.
- **Fácil de usar:** Se puede fijar al sitio quirúrgico utilizando tornillos óseos estándares. Se pueden recortar fácilmente utilizando instrumentación estándar para exponer el tejido esponjoso que se encuentra dentro de las láminas corticales.



North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



Tiras de cresta ilíaca bicortical OraGraft

Almacenamiento a temperatura ambiente*/5 años de vida útil

Tamaño	Liofilizado	Preservon
15 x 20 mm	IS SML	ISP SML
15 x 30 mm	IS MED	ISP MED
20 x 40 mm	IS	ISP

* Si bien los entes reguladores no han definido un rango de medición para la temperatura ambiente, LifeNet Health recomienda el almacenamiento a una temperatura de entre 2 °C y 37 °C con oscilaciones de menos de 24 horas hasta los 40 °C. Si ocurre una oscilación fuera de este rango, comuníquese con LifeNet Health.

Puede encontrar las instrucciones de uso en [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/ifu).

