



# OraGRAFT®

## Bloques y cubos esponjosos

### Descripción clínica general

La línea de productos de OraGraft está compuesta por implantes de aloinjertos que generalmente se utilizan para la elevación del piso del seno maxilar, la reconstrucción craneofacial y la corrección de defectos periodontales y alveolares.

### Aplicaciones

- Conservación del reborde alveolar (aumento horizontal y vertical)
- Reconstrucción craneofacial

### Características y beneficios

- **Mayor seguridad:** Esterilizados con nivel de garantía de esterilidad (SAL) de  $10^{-6}$ .
- **Almacenamiento práctico:** Se almacenan a temperatura ambiente y tienen cinco años de vida útil.
- **Fácil de usar:** Se pueden fijar al sitio quirúrgico utilizando tornillos óseos estándares.
- **Rápida remodelación:** Los huesos sólidos esponjosos permiten mantener el espacio y una remodelación rápida debido a su arquitectura trabecular.
- **Se adaptan al defecto:** Fáciles de recortar. Se pueden moldear utilizando instrumentación estándar.



**North America**  
1.888.847.7831  
orders@lifenethealth.org

**Europe**  
+ 43 1 375002710  
eu\_orders@lifenethealth.eu

**Latin America** □ **Asia** □ **Middle East**  
1.757.464.4761 ext. 2000  
internat.orders@lifenethealth.org

**LifeNetHealth.org**  
**LifeNetHealth.eu**



## OraGraft Bloques y cubos esponjosos

Almacenamiento a temperatura ambiente\*/5 años de vida útil

Tamaño	Código de pedido
10 x 10 x 10 mm	CANCUBE1
15 x 15 x 15 mm	CCUBE-01
15 x 15 x 8 mm	CCUBE-02
15 x 30 x 8 mm	CCUBE-03

\* Si bien los entes reguladores no han definido un rango de medición para la temperatura ambiente, LifeNet Health recomienda el almacenamiento a una temperatura de entre 2 °C y 37 °C, con oscilaciones de menos de 24 horas hasta los 40 °C. Si ocurre una oscilación fuera de este rango, comuníquese con LifeNet Health.

Puede encontrar las instrucciones de uso en [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/ifu).

