

OSTEOGENICS

B I O M E D I C A L

 *vitale*

Vitala® es una membrana reabsorbible de colágeno de pericardio porcino nativo, calificada como suave, flexible y natural.

Es una membrana de reabsorción rápida, 2-4 meses, que mantiene la arquitectura natural y microporosa.

Está formada en 3 capas de tejido sin dejar de mantener su arquitectura natural (su magnificación es de 1000x). Ésta posee una gran resistencia, pues está diseñada para poder ser estirada según la técnica empleada sin llegar a romperse.

Es muy adaptable, su estructura de colágeno natural proporciona una combinación única para un excelente manejo y una inmejorable adaptación al defecto.




Medidas



vitala mini

10 mm x 10 mm

VIT1010




15 mm x 20 mm

VIT1520



13 mm x 25 mm

VIT1325



20 mm x 30 mm


VIT2030



30 mm x 40 mm

VIT3040

Natural



Mantiene la arquitectura natural, microporosa y en 3 capas del tejido. Magnificación 1000x

Resistente



Diseñada para poder ser estirada según técnica empleada sin romperse.

Adaptable



La estructura del colágeno natural proporciona una combinación única para un excelente manejo y una inmejorable adaptación al defecto.



OFICINA MATRIZ
Acatlán 103-A Col. La Paz
Puebla, Pue C.P. 72160
Tel: (222) 409-97-70/71/72
Tel: 01 (800) 847-0928

SUCURSAL MONTERREY
Calzada San Pedro 250-218
Monterrey, NL C.P. 64660
Tel: (81) 5000 9163
Tel: 01 (800) 847-0928

SUCURSAL TIJUANA
Misión de San Javier 10643-400
Tijuana, BC, C.P. 22010
Tel: (664) 615 7980
Tel: (800) 847-0928